

PHỤ LỤC 1
BẢNG MÔ TẢ DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Công văn số 349/SKSS-DCLS ngày 07/7/2023 của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa)

STT	Tên hàng hóa đề nghị báo giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Địa điểm cung cấp vận chuyển	Bảo quản trang thiết bị y tế	Thời gian giao hàng dự kiến	Mã kê khai giá và hiệu lực giá kê khai theo ND98/2021 và ND07/2023
1	FBHCG XTND	Loại mẫu xét nghiệm: Huyết thanh Thể tích mẫu: 5 µL (Cốc mẫu phải chứa nhiều hơn tổng thể tích yêu cầu ít nhất là 100 µL.) Phạm vi phân tích: 2 đến 200 ng/ml Bảo quản: 2-8°C Quy cách: 100 test/Hộp Sử dụng tương thích với máy miễn dịch Immulite 1000.	Hộp	18	Kho khoa Dược – Cận lâm sàng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: 36 Yết Kiêu, phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.	Hãng sản xuất, nhà cung cấp bảo quản trang thiết bị y tế theo đúng quy định của hãng sản xuất	1 ngày đến 5 ngày	Hãng sản xuất, nhà cung cấp, gửi kèm theo báo giá thông tin kê khai giá trang thiết bị y tế
2	Free Beta HCG Control Module	Ba lọ chứa HCG tự do của người đông khô trong chất nền có huyết thanh của người, có chất bảo quản. Ít nhất 30 phút trước khi sử dụng, hoàn nguyên mỗi lọ bằng 1,0 mL nước cất hoặc nước khử ion. Trộn bằng cách lắc hoặc đảo đi đảo lại nhẹ nhàng cho đến khi chất đông khô hòa tan hoàn toàn. Ổn định ở 2-8°C trong 30 ngày sau khi hoàn nguyên, hoặc trong 6 tháng (được chiết vào các lọ nhỏ) ở -20°C. Tránh lặp lại nhiều lần các chu kỳ cấp đông/rã đông. Các chất kiểm chuẩn được dùng để được xét nghiệm như là các chất không xác định, theo cùng cách thức tiến hành như các mẫu của bệnh nhân, trong bối cảnh của chương trình kiểm soát chất lượng nội bộ. Mỗi chất kiểm chuẩn cần được xác định theo mã số lô (đọc ở lọ) và ngày mở lọ/hoàn nguyên. Quy cách: 3 x 1 ml/Hộp Sử dụng tương thích với máy miễn dịch Immulite 1000.	Hộp	12	Kho khoa Dược – Cận lâm sàng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: 36 Yết Kiêu, phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.	Hãng sản xuất, nhà cung cấp bảo quản trang thiết bị y tế theo đúng quy định của hãng sản xuất	1 ngày đến 5 ngày	Hãng sản xuất, nhà cung cấp, gửi kèm theo báo giá thông tin kê khai giá trang thiết bị y tế
3	IA Premium Plus Tri-level	Dạng đông khô. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng 51 các thông số Miễn dịch thường quy. Bảo quản 2-8°C. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8°C hoặc 28 ngày ở -20°C hoặc tương đương. Sử dụng tương thích với máy miễn dịch Immulite 1000.	Hộp	1	Kho khoa Dược – Cận lâm sàng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: 36 Yết Kiêu, phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.	Hãng sản xuất, nhà cung cấp bảo quản trang thiết bị y tế theo đúng quy định của hãng sản xuất	1 ngày đến 5 ngày	Hãng sản xuất, nhà cung cấp, gửi kèm theo báo giá thông tin kê khai giá trang thiết bị y tế
4	PAPP A Kit	Loại mẫu xét nghiệm: huyết thanh hoặc huyết tương Thể tích mẫu: 10 µL (Cốc mẫu phải chứa nhiều hơn tổng thể tích yêu cầu ít nhất là 100 µL.) Phạm vi phân tích: Lên đến 0,1 đến 10 mIU/mL Bảo quản: 2-8°C Quy cách: 100 test/Hộp Sử dụng tương thích với máy miễn dịch Immulite 1000.	Hộp	16	Kho khoa Dược – Cận lâm sàng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: 36 Yết Kiêu, phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.	Hãng sản xuất, nhà cung cấp bảo quản trang thiết bị y tế theo đúng quy định của hãng sản xuất	1 ngày đến 5 ngày	Hãng sản xuất, nhà cung cấp, gửi kèm theo báo giá thông tin kê khai giá trang thiết bị y tế

STT	Tên hàng hóa đề nghị báo giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Địa điểm cung cấp vận chuyển	Bảo quản trang thiết bị y tế	Thời gian giao hàng dự kiến	Mã kê khai giá và hiệu lực giá kê khai theo ND98/2021 và ND07/2023
5	PAPP-A Control Module	Hai lọ chứa PAPP-A đông khô ở các nồng độ khác nhau trong chất nền huyết thanh không phải của người. Ít nhất 30 phút trước khi dùng, hoàn nguyên mỗi lọ bằng 2,0 mL nước cất hoặc nước khử ion. Trộn bằng cách lắc hoặc đảo đi đảo lại nhẹ nhàng cho đến khi chất đông khô hòa tan hoàn toàn. Ổn định ở 2–8°C trong 30 ngày sau khi hoàn nguyên, hoặc trong 3 tháng (được chiết vào các lọ nhỏ) ở -20°C. Các chất kiểm chuẩn được dùng để được xét nghiệm như là các chất không xác định, theo cùng cách thức tiến hành như các mẫu của bệnh nhân, trong bối cảnh của chương trình kiểm soát chất lượng nội bộ. Mỗi chất kiểm chuẩn cần được xác định theo mã số lô (đọc ở lọ) và ngày mở lọ/hoàn nguyên. Quy cách: 2 x 2 ml/Hộp Sử dụng tương thích với máy miễn dịch Immulite 1000.	Hộp	10	Kho khoa Dược – Cận lâm sàng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: 36 Yết Kiêu, phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.	Hãng sản xuất, nhà cung cấp bảo quản trang thiết bị y tế theo đúng quy định của hãng sản xuất	1 ngày đến 5 ngày	Hãng sản xuất, nhà cung cấp, gửi kèm theo báo giá thông tin kê khai giá trang thiết bị y tế
6	Probe Cleaning	Để sử dụng trong bảo trì hàng ngày hệ thống IMMULITE và IMMULITE 1000 - nhằm giảm thiểu nhiễm bẩn chéo thuốc thử bằng cách giảm tích tụ protein và lipid trong đầu dò. Bảo quản: 15 - 28°C Thành phần: Dung dịch Natri Hypoclorit: < 4.4 % Quy cách: 100 ml/Hộp	Hộp	3	Kho khoa Dược – Cận lâm sàng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: 36 Yết Kiêu, phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.	Hãng sản xuất, nhà cung cấp bảo quản trang thiết bị y tế theo đúng quy định của hãng sản xuất	1 ngày đến 5 ngày	Hãng sản xuất, nhà cung cấp, gửi kèm theo báo giá thông tin kê khai giá trang thiết bị y tế
7	Probe Wash Module	Để sử dụng nhằm giảm thiểu nhiễm chéo thuốc thử bằng cách giảm tích tụ protein và lipid ở kim hút. Bảo quản: 15 - 28°C Chất lỏng, chứa: Trikali orthophosphate, dung dịch đệm/chất ổn định Quy cách: 2 x 100 ml/Hộp Sử dụng tương thích với máy miễn dịch Immulite 1000.	Hộp	10	Kho khoa Dược – Cận lâm sàng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: 36 Yết Kiêu, phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.	Hãng sản xuất, nhà cung cấp bảo quản trang thiết bị y tế theo đúng quy định của hãng sản xuất	1 ngày đến 5 ngày	Hãng sản xuất, nhà cung cấp, gửi kèm theo báo giá thông tin kê khai giá trang thiết bị y tế
8	Sample cups	Quy cách/Thành phần: Hộp/Thùng 1000 cốc/cái đựng mẫu cho xét nghiệm miễn dịch. Chất liệu: nhựa Sử dụng tương thích với máy miễn dịch Immulite 1000.	Thùng	12	Kho khoa Dược – Cận lâm sàng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: 36 Yết Kiêu, phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.	Hãng sản xuất, nhà cung cấp bảo quản trang thiết bị y tế theo đúng quy định của hãng sản xuất	1 ngày đến 5 ngày	Hãng sản xuất, nhà cung cấp, gửi kèm theo báo giá thông tin kê khai giá trang thiết bị y tế

STT	Tên hàng hóa đề nghị báo giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Địa điểm cung cấp vận chuyển	Bảo quản trang thiết bị y tế	Thời gian giao hàng dự kiến	Mã kê khai giá và hiệu lực giá kê khai theo ND98/2021 và ND07/2023
9	Substrate Module	Bảo quản: 2–8°C Hộp: 2 x 500 test Hai chai : mỗi chai 105 mL. Cơ chất đã chuẩn bị sẵn để sử dụng, chứa một phosphate ester của adamantyl dioxetane, trong dung dịch đệm AMP có chất tăng cường. Sử dụng tương thích với máy miễn dịch Immulite 1000.	Hộp	12	Kho khoa Dược – Cận lâm sàng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: 36 Yết Kiêu, phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.	Hãng sản xuất, nhà cung cấp bảo quản trang thiết bị y tế theo đúng quy định của hãng sản xuất	1 ngày đến 5 ngày	Hãng sản xuất, nhà cung cấp, gửi kèm theo báo giá thông tin kê khai giá trang thiết bị y tế
10	Thirid Generation TSH	Loại mẫu xét nghiệm: huyết thanh Thể tích mẫu: 75 µL (Cốc mẫu phải chứa nhiều hơn tổng thể tích yêu cầu ít nhất là 100 µL.) Phạm vi phân tích: Tối đa 75 µIU/mL (WHO 2nd IRP 80/558) Bảo quản: 2–8°C Quy cách: 100 test/Hộp Sử dụng tương thích với máy miễn dịch Immulite 1000.	Hộp	60	Kho khoa Dược – Cận lâm sàng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: 36 Yết Kiêu, phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.	Hãng sản xuất, nhà cung cấp bảo quản trang thiết bị y tế theo đúng quy định của hãng sản xuất	1 ngày đến 5 ngày	Hãng sản xuất, nhà cung cấp, gửi kèm theo báo giá thông tin kê khai giá trang thiết bị y tế
11	Water test	Mục đích sử dụng: Sử dụng với các Hệ thống IMMULITE và IMMULITE 1000 như một biện pháp hỗ trợ trong việc kiểm tra các nguồn nước để biết tình trạng nhiễm photphatase kiềm, theo quy trình dưới đây và hướng dẫn trong Sổ tay hướng dẫn vận hành IMMULITE hoặc IMMULITE 1000. Quy cách/Thành phần: Hai mươi lăm Đơn vị xét nghiệm không có hạt, được đóng gói trong một túi có thể bịt kín lại được (25 cái/Hộp). Bảo quản: ở nhiệt độ phòng (15–28°C).	Hộp	1	Kho khoa Dược – Cận lâm sàng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: 36 Yết Kiêu, phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.	Hãng sản xuất, nhà cung cấp bảo quản trang thiết bị y tế theo đúng quy định của hãng sản xuất	1 ngày đến 5 ngày	Hãng sản xuất, nhà cung cấp, gửi kèm theo báo giá thông tin kê khai giá trang thiết bị y tế
Tổng cộng 11 khoản								